

BG
Kърпички за дезинфекциране на повърхности

За дезинфекция на повърхности на неинвазивни медицински изделия. Специална формула за употреба в медицинска и стоматологична среда.

Инструкции за употреба:
1. Свалете капачката (само на потребителската ку- тия).
2. Отрежете херметичния найлонов плик в горната част.
3. Прокарайте кърпичката през централния отвор на капачката и поставете обратно капачката.
4. Издърпайте кърпичката под ъъл от 45°.
Използвайте нова кърпичка за всяко приложе- ние, избършете подлежащите на дезинфекция предмети така, че да са наважнени изцяло, и ос- тавете дезинфектанта да действа в продълже- ние на минимум 60 секунди, докато влагата от повърхността се изпари (за постигане на цялостна ефикасност оставете за 5 минути).
Да не се използва върху повърхности, чувствител- ны към алкохол. Само за професионална употреба.

Спектър на действие:
Бактерицидно (60 сек), антибактериално MRSA, VRE, Дезинфекцидно (60 sec), Туберкулоцидно и микобактерицидно (60 сек), Фунгицидно (5 min).
Спектър на действие (60 с): Вирус без обвивка: аденовирус, норовирус, Вирус с обвивка: вирус на хепатит В (HBV), вирус на хепатит С (HCV), човешки имунодефицитен вирус (HIV), грипен вирус (който включва човешки, птици и свински грипни вируси), хепатит делта вирус (HDV), коро- навирус,флиовирус (който включват ебола вирус), рубеола вирус, мор- били вирус, херпес вирус, вирус на бяс, поксивируси.

Тестван съгласно стандартите:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Състав: етанол, вода, парфюм, линалол, лимонен.

Опасн.
H228: Запалимо твърдо вещество.
H319: Предиизвика сериозно дразнене на очите.
H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
P210: Да се пази от топлина/испри/открит пламъ/нагорещени повърхности.
Тотонопушенето заб ранено.
P403+P233:Да се съхранява на добре проветриво място. Създа се съхранява плтно затворен.
P280: Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода.
P235: Да се държи на хладно.
P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийвайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P370+P378: При пожар: Използвайте устойчива на алкохол пiana или въглероден диоксид, за да загасите.

EE
Pinna desinfitseerimispuhised

Mitteinvasiivsete meditsiiniseadmete pinna desinfitseerimiseks. Spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks meditsiiniuasutustes (sh hambaravis).

Kasutamise:
1. eemaldage kork (ainult kasutaja mahuti).
2. lõigake õhukindl plastkott lõlat lahti.
3. viige pühis läbi korgis oleva augu ja pange kork tagasi.
4. tõmmake pühis 45° nurga alla.
Kasutades igal kasutuskorral uut pühist, pühkige desinfitseeritavad esemed üle nii, et need oleksid täielikult niisutatud, ja laske desinfitseerimisvahendil toimida vähemalt 60 sekundit (maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks laske toimida 5 minutit), et niiskust aurustuks eseme pinnalt. Mitte kasutada alkoholitundlikel pindadel. Ainult tööalaseks kasutamiseks.

Toimespekter: Bakterivastane (60 s), sealhulgas MRSA, VRE. Pärmsentevastane (60 s).
Tuberkuloosiidne ja mükobakteritsiidne (60 s).
Fungitsiidne (5 min).
Toimega hõlmatud viirused (60 sekundit): ümbriseta viirused: adenovirus, norovirus, Ümbrisega viirused: B-hepatiidiviirus (HBV), C-hepatiidiviirus (HCV), inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), gripiviirus (sealhulgas inimeste, lindude ja sigade gripiviirused), D-hepatiidiviirus, koroonaviirus, filloviirused (sealhulgas Ebola viirus), punetiseviirus, teetriviirus, herpesviirused, flaviviirus, marutõveviirus, rügevaviirused.

Kontrollitud järgmistele standarditele kohaselt:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Koostis: etanooli, aqua, parfüümi, linalooli, limoneeni.

Ettevaatus:
H228: Tuleohhtlik tahke aine.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412: Kahjulik veogeograanidele, pikaajaline toime.
P210: Hoida eemal soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest.
Mitte suitsetada.
P403 + P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P280. Kanda kaltselikindaid/ kaitserõvastuskaitseprille/ kaitsemaski.
P303 + P361 + P353: NAHALE (või juuetele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivatamata seljast võtta. Loputada nahka veega.
P235: Hoida jahedas.
P305 + 351 + 338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P370 + 378: Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks alkoholikindlat vahtu või süsinikdioksiidi.

DK
Desinficerende overfladeservietter

Til overfladedesinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr. Specielt formuleret til brug i medicinske og dentale omgivelser.

Brugsanvisning:
1. Tag hæften af beholderen.
2. Klip den øverst del af den lufttætte plastpøse.
3. Før servietten gennem hullet i hæften og sæt hæften på igen.
4. Træk servietten ud i en 45 graders vinkel.
Anvend en ny serviet til hver genstand, der skal desinficeres.
således at servietten er helt fugtig, og lad desinfektionsmidlet virke i mindst 60 sekunder. (For at opnå fuld virkning skal desinfektionsmidlet have lov til at sidde i 5 minutter).
Lad fugten på overfladen fordampe.
Må ikke anvendes på overflader, der ikke kan tåle alkohol.
Kun til professionel anvendelse.

Effektivt spektrum:
Bakteriedræbende (60 sek), herunder MRSA, VRE, Yeasticidal (60 sek), Mycobakteriedræbende (60 sek), Tuberculocid (60 sek), alsvampningsmidler (5 minutter).

Ikke-kæppelædte vira (60 sek):
Muntit norovirus, adenovirus S og kæppelædte vira at omfatte:
Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV), Hepatitis Delta virus, human immunodefekt virus (HIV), infl uenzavirus (som omfatter infl uenzavirus menneskelige, fjerkræ og svan), Coronavirus, Herpesviridae, Filoviridae (som omfatter ebola), roede hudne, Rabies, Mæslinger.

Testet til:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sammensætning:
Ethanol, vand, parfume, linalool og limonen.

Fare.
H228: Brandfarlig fast stof.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
P210: Holdes væk fra varme/indtaster/åben ild/varme overflader.
Rygning forbudt.
P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted.
Hold beholderen tæt lukket.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmedset tøj tages straks af/fjernes.
Skyl huden med vand.
P235: Opbevares koldt.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJENENE: Skyl forsigtigt med vand i fl ere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning.
P370+P378: Ved brand: Anvend alkohol skum eller kullite til brandslukning.

LT
Paviršių dezinfekavimo servetėlės

Skirta neinvaziųjų medicinos prietaisų paviršiams dezinfekuoti. Speciali formulė, pritaikyta naudoti medicinoje ir odontologijoje.

Naudojimo instrukcijos:
1. Nuimkite dangtelį (tik nuo dozatoriaus dėžutės).
2. Praplėškite sandarus plastikiniu maišelio viršų.
3. Įdėkite servetėlę per centrinę dangtelio angą ir vėl uždėkite dangtelį.
4. Servetėlę traukite 45° kampu.
Kiekviena kart naudodami naują servetėlę, nuvalykite dezinfekuotinus objektus, kad jie būtų visiškai drėgni, ir leiskite dezinfekcijos priemonei veikti ne mažiau nei 60 sekundžių (didžiausią efektyvumą pasiekiate poikę 5 minutes), kol išgaruos paviršiaus drėgmė.
Nenaudoti paviršiams, kurie yra neatsparūs alkoholiui.
Skirta naudoti tik profesionaliams.

Veikimo spektras:
Baktericidinis (60 s): įskaitant MRSA, VRE, Prieš mielagrybius (60 s): Fungicidinis (5 min.).
Tuberkulocidinis ir mikobaktericidinis (60 s).
Paveikiami virusai (60 sekundžių): apvalikalo neturintys virusai: adenovirusas, norovirusas, Virusai su apvalikalu: hepatitis B virusas, hepatitis C virusas, žmogaus imunodeficitu virusas (ŽIV), gripo virusas (įskaitant žmogaus, paukščių ir kiaulių gripo virusus), hepatitis delta virusas, koronavirusas, fliovirusai (Ebolas virusa), raudonukės virusas, tymų virusas, Herpes virusai, paslituligės virusas, Poxviridae šeima.

Testuota pagal standartus:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sudėtis:
Etanolio, aqua, kvapiosios medžiagos, linalolio, limoneno.

Pavojus.
H228: Degi kietoji medžiaga.
H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius paklimus.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltimų/žiežirbų/ atviroš liepsnos/karštų paviršių, Nerūkyti.
P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P303+P361+P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkiti/pasąliinti visus užterštus drabužius.
Odą nuplauti vandeniu.
P235: Laikyti vėsioje vietoje.
P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.
Toliau plauti akis.
P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti alkoholui atsparias putas arba anglies dioksidą.

SI
Robčki za površinsko razkuževanje

За površinsko razkuževanje neinvazivnih medicinskih pripomočkov. Posebna formula za uporabo v zdravstvenem in zobozdravstvenem okolju.

Uporaba:
1. Odstranite pokrovček (samo uporabniški zvebnik).
2. Prerežite zgornji del zrakotesnega plastičnega žepka.
3. Potisnite robček skozi odprtino na sredini pokrovčka in pokrovček znova namestite nazaj.
4. Robček izvelcite pod kotom 45°.
Vedno uporabite nov robček in predmete razkužite tako, da so povsem navlaženi.
Razkužilo naj deluje najmanj 60 sekund (da dosežete polno učinkovitost pustite 5 minut), vlaga na površini mora izhlapati.
Ne uporabljajte na površinah, ki so občutljive za alkohol.
Samο za profesionalno uporabo.

Spekter delovanja:
Baktericidno (60 s), ki vključuje MRSA, VRE.
Protī kvasovkam (60 s).
Tuberkulocidno in mikrobaktericidno (60 s).
Fungicidno (5 min.).
Omezen številen virusi (60 sekund):
Virusi brez ovojnice: norovirus, adenovirus, Virusi z ovojnico: virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV).
Virus humane imunske pomanjkljivosti (HIV), virus influence (ki vključuje virus človeške, ptičje in prašičje gripe), virus hepatitisa delta, koronavirus, virusi iz družine Filoviridae (ki vključuje ebolavirus), virus rdeč, virus ošpic, virusi iz družine Herpesviridae, flavivirus, virus stekline, virusi iz družine Poxviridae.

Preiskušeno po standardih:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sestava: etanol, vodo, parfum, linalool, limonen.

Nevarno.
H228: Vnetljiva trdna snov.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/ vročih površin.
Kajenje prepovedano.
P403+233: Hraniti na dobro prezračenem mestu.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
P280: Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obloko/zaščitno za očī/zaščitno za obraz.
P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.
Kožo izprati z vodo.
P235: Učinkovitejše uporabiti.
P305+351+338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in leče to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem.
P370+378: Ob požaru: Za gašenje se uporabī proti alkoholu odprna pena ali ogljikov dioksid.

CZ
Utěrky pro dezinfekci povrchu

Pro povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků. Speciálně vyvinutý pro použití v lékářském a stomatologickém prostředí.

Návod k použití:
1. Odstraňte krytku aplikační vzebník).
2. Profiřtejte a otevřete vzduchotěsný plastový obal v jeho horní části.
3. Zasuňte středový hadřík přes otvor v uzávěru a opět jej nasadte.
4. Potáhňte hadřík pod úhlem 45°.
Otevřte předměty určené k dezinfekci, při každé aplikaci použijte nový hadřík.
Předměty je nutné zcela zvlhčit a ponechat dezinfekční přípravek působit minimálně 60 sekund (plnou účinnost dosáhnete působením po dobu 5 minut).
Ponechte odpařit vlhkost.
Nepoužívejte na povrchích citlivých na alkohol.
Pouze pro profesionální použití.

Účinnost:
Baktericidní (60 s) včetně MRSA, VRE.
Yeasticidní (60 s).
Mycobactericidní (60 s).
Tuberkulocidní (60 s).
Fungicidní (5 minut).
Omezen številen virusi (60 sekund):
Nepouzdržené viry (60 sec):
Murne norovirus, Adenovirus (5 min.)
Virusi koji su uključeni u zahmućci (60 sec): virus hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), virus hepatitis D (HBV), virus gripy (ki uključuje virus človeške, ptičje i svinjske gripe), virus hepatitis delta, koronavirus, virusi iz svinjske gripe), virusi iz družine Filoviridae (ki uključuje virus ebolavirus), virus rdeč, virus ošpic, virusi iz družine Herpesviridae, flavivirus, virus stekline, virusi iz družine Poxviridae.

Testováno podle norem:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Složení: etanol, vodou, parfém, linalool, limonen.

Nebezpečí:
H228: Hořlavá tuhá látka.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zápalení.
Zákaz kouření.
P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ochranný štít.
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P303+P361+P353: AKO PŘI STYKU S KOŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou.
P235: Uchovávejte v chladu.
P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P370+378: V případě požáru: k uhašení použijte pěnu odolnou proti alkoholu nebo oxid uhličitý.

HR
Ubrusi s dezinficijansom za površine

За дезинфекciju površina neinvazivnih medicinskih uređaja. Specijalno formulirano za primjenu u medicinskom i stomatološkom okruženju.

Upute za uporabu:
1. otvoriti zatvarač (samo na spremniku s ubrusima).
2. otvoriti hermetički zatvorenu plastičnu vrećicu tako da se odreže njen vrh.
3. provući ubrus kroz središnji otvor od zatvarača i staviti natrag zatvarač.
4. povući ubrus pod kutem od 45°.
Koristeći novi ubrus pri svakoj primjeni obrisati predmete namijenjene za dezinfekciju tako da budu potpuno navlaženi i ostaviti da dezinficijens djeluje najmanje 60 sekundi (za postizanje potpune djelotvornosti pustite da djeluje 5 minuta), a vlažnost na površini ispari.
Ne upotrebljavati na površinama osjetljivim na alkohol.
Samο za profesionalnu uporabu.

Djelotvorni spektar:
Baktericidna (60 sek.) uključujući MRSA, VRE, Aktivnosti protiv kvasaca (60 sek.), Tuberkulocidna i mikobaktericidna aktivnost (60 sek.), Fungicidna (5 min.)
Virusi koji su uključeni (60 sek.):
virus bez ovojnice: adenovirus, norovirus, Virusi s ovojnicom: virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitis C (HCV), virus humane imunodeficijenije (HIV), virusi iz svinjske gripe), virus hepatitis D, koronavirus, fliovirusi (virus ebola), virus rubele, virus ospica, herpesvirusi, virus besnoće.

Ispitano prema standardima:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sastav: etanol, vodom, parfem, linalool, limonen.

Opasnost.
H228: Zapaljiva krutina.
H319: Dovodi do jake iritacije oka.
H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
P210: Čuvati od topline/ iskrī/otvorenih plamena/vrućih površina.
Zabranjeno pušenje.
P403+P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom.
Ambalažu čvrsto zatvoriti.
P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
P303+P361+P353: AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odeću.
Isprati kožu vodom.
P235: Održavati hladnim.
P305+351+338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti.
Nastaviti sa ispiranjem.
P370+378: U slučaju požara: za gašenje primijeniti pjenu otpornu na alkohol ili ugljični dioksid.

NO
Våtservietter for overflatedesinfisering

For overflatedesinfisering av ikke-invasive medisinske enheter. Spesiell sammensetning for bruk i medisinske og odontologiske omgivelser.

Bruksanvisning:
1. Ta av lokket på dispenseren.
2. Klipp av toppen på den lufttette plastposen.
3. Før den midtre våtservietten gjennom hullet i lokket og sett lokket på igjen.
4. Trekk i våtservietten i en 45°-vinkel.
Bruk en ny våtserviett for hver gangs bruk og tørk av gjenstandene som skal desinfiseres slik at de er helt fuktige, la så desinfeksjonsmiddelet virke i minst 60 sekunder (for å oppnå full effekt skal det få virke i 5 minutter).
La overflatetuktigheten fordampne.
Skal ikke brukes på overflater som er følsomme overfor alkohol.
Kun til profesjonell bruk.

Effekt: bakteriedrepende, inkluderer MRSA, VRE.
Gjædrepende (60 sek.), Tuberculosidal og mykobakteriedrepende (60 sek.)
Soppdrepende (5 min.)
Virus som skal inkluderes (60 s): ikke-kappeleddede virus: Adenovirus, norovirus.
Kappeleddede virus: hepatitt B-virus, hepatitt C-virus, human immunsviktivirus (HIV), influensavirus (som inkluderer humane influensavirus og fugle- og svineinfluensavirus), hepatitt delta-virus, Coronavirus (som inkluderer Ebola-, rubella-virus, meslingivirus, herpesviridae, rabiesvirus.

Testet etter standardene:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sammensetning: etanol, aqua, parfyme, linalool, limonen.

Fare.
H228: Brannfarlig fast stoff.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme.
Røyking forbudt.
P403+233: Oppbevares på et godt ventileret sted.
Hold beholderen tett lukket.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ ansiktsskjerm.
P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilselt klær må fjernes straks.
Skyl/ildusj huden med vann.
P235: Oppbevares kjølig.
P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYENENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortssett skylning.
P370+378: Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum eller karbondioksid.

GR
Μαντιλάκια απολύμανσης επιφανειών

Για την επιφανειακή απολύμανση μη επμβιατικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Με ειδική σύνθεση για χρήση σε ιατρικό και οδοντιατρικό περιβάλλον.

Για τη χρήση:
1. Αφαιρέστε το καπάκι (μόνο για το δοχείο)
2. Ανασείτε κάρβονας τής αεροστεγής πλαστικής θήκης στο επάνω μέρος της θήκης.
3. Πιρσάτε το μαντιλάκι μέσα από την κεντρική οπή του καπακιού και επαυασοθετήστε το καπάκι.
4. Τραβήξτε το μαντιλάκι υπό γωνία 45° χρησιμοποιώντας καινούριο μαντιλάκι για κάθε εφαρμογή, ακουπίστε τα αντικείμενα προς απολύ- μανση έτσι ώστε να υγραναθούν τελείως και αφήστε το απολυμαντικό να δράσει για τουλάχιστον 60 δευ- τερόλεπτα (για να επιτευχθεί η πλήρης αποτελεσματικότητα, αφήστε για 5 λεπτά), επιτρέποντας στην επιφανειακή υγρα- σία να εξατμιστεί.
Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στην αλκοόλη.
Για επαγγελματική χρήση μόνο.

Φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο (60 δευ.) MRSA, VRE, Ζυμοκτόνο (60 δευ.) Μυκητοκτόνο (5 λεπ.), Φυμιοκτόνο και μυκοβακτηριοκτόνο (60 δευ.).
Ισι πο περιλαμβάνονται (60 δευτερόλεπτα): Μη ελυτροφόροι ιοί: Αδενοϊός, νοροϊός.
Ελυτροφόροι ιοί: ιός της ηπατίτιδας Β, ιός της ηπατίτιδας C, ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρ- κειας, ιός της γρίπης (που συμπεριλαμβάνει ιούς της γρίπης του ανθρώπου, των πτηνών και των χοίρων), ιός της ηπατίτι- δος δέλτα, καρνοϊός, φιλοϊός (που συμπεριλαμβάνει τον ιό Έμπολα), ιός της ερυθράς, ιός της ιλαράς, εμμητιόϊός, ιός της λύσσας.

Δοκιμασμένο ως προς τα πρότυπα:
EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Σύνθεση: αιθανό-λη, νερό, άρωμα, λινλοόλη, λιμονένιο.

Κίνδυνος:
H228: Εύφλεκτο στερεό.
H319: Προκαλεί σοβαρό σφθαλμικό ερεθισμό.
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/ γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
Μην καπνίζετε.
P403+233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Ο περιέκτης διατρέπεται ερμητικά κλειστός.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευ- τικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μά- τα/προσωπικό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα υπο- λυμμένα ρούχα.
Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.
P235: Να διατηρείται δροσερό.
P305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑ- ΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λε- πτά.
Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο.
Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
P370+378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιή- στε αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη ή διοξειδίο του άνθρακα για να κατασβήσετε.