


Universal Handpiece Oil

All purpose Handpiece Lubricant Spray for maintenance of all dental handpieces including highspeed, slow speed and air motors.

Contains white mineral oil with a trace of peppermint oil.



Instructions for use: Insert into back of handpiece and spray through for one to two seconds immediately after each use and before sterilisation. Wipe excess thoroughly. Important: Hold can in a vertical position when in use. Refer to handpiece maintenance instructions where applicable

Danger. H222: Extremely flammable aerosol. H229: Pressurised container: may burst if heated. P210: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211: Do not spray on an open flame or other ignition source. P251: Do not pierce or burn, even after use. P410+P412: Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Use only as directed. For professional use only.

Danger
Onacno
Peligo
Nebezpečí
Fare
Farlig
Gefahr

Ettevaast
Briesmas
Pericolo
Pericol
Niebezpieczeństwo
Perigo
Nebezpečnostvo
Nevarno
Vaara

Fara
Bistami
Veszély
Periklu
Pavojinga
Gevaar
Κίνδυνος
Contiur



LOT For LOT
& Expiry
see can.

v1.0b-1908 LBL1-***

ES

Aerosol lubricante polivalente para pleze de mano

Lubricante para el mantenimiento de turbinas, motores neumáticos, piezas de mano y contra-ángulos dentales.

Contiene aceite mineral blanco con una pequeña cantidad de aceite de menta.

Instrucciones de uso: Inmediatamente después de cada uso y antes de esterilizar, insertar la boquilla en la parte posterior de la pieza de mano y presionar durante 1 ó 2 segundos. Limpiar el exceso del producto. Importante: mantenga el recipiente en posición vertical cuando lo use. Consulte, cuando sea necesario, las instrucciones de mantenimiento de la pieza de mano.

Peligro. H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P410+ P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Utilizar solo según las indicaciones. Solo para uso profesional.

PL

Uniwersalny Olej W Spreju

Uniwersalny olej w spreju do konserwacji wszystkich końcówek stomatologicznych, kątnic i przostnic, urządzeń wysoko i niskobrotowych. Zawiera olej parafinowy i śladowe ilości olejku miętowego.

Instrukcja użycia: Pryskać od 1 do 2 sekund bezpośrednio po każdym użyciu i przed sterylizacją. Wytrzeć nadmiar dokładnie. Ważne: Trzymać w pozycji pionowej podczas użytkowania. W razie potrzeby należy zapoznać się z instrukcją konserwacji kątnicy.

Niebezpieczeństwo. H222: Skrajnie łatwopalny aerosol. H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/122 °F. Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją. Tylko do użytku profesjonalnego.

HU

Univerzális olajspray kézi műszerekhez

Univerzális kenőspray bármilyen fogászati kézi műszer, többek között nagy sebességű és alacsony sebességű műszerek, illetve légmotorok karbantartásához.

Fehér ásványi olajat tartalmaz egy kevés borsmentaolajjal.

Használati utasítások: Helyezze be a kézi műszer hátsó részén, és permetezze át a műszert egy-két másodpercig közvetlenül minden használat után, illetve sterilizálás előtt. Torolja le alaposan a felesleget. Fontos: Használat közben tartsa a flakont függőlegesen. Tekintse meg a kézi műszerhez mellékelt karbantartási utasításokat, ha szükséges.

Veszély. H222: Rendkívül tűzveszélyes aerosol. H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. P210: Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251: Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem. P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. Kizárólag az útmutatók szerint használja. A terméket kizárólag képzett szakember használhatja.

SE

Universalolja Skötselspray

Smörjmedel för generellt underhåll av roterande instrument inklusive highspeed/turbiner, lågvarvs- och luftmotorer. Innehåller vit mineralolja med spår av pepparmintolja.

Bruksanvisning: Spraya en till två sekunder i instrumentets bak-/kopplingsöppning direkt efter användning och före sterilisering. Torka noggrant bort överskott. Viktigt: Håll burken i vertikalt läge när den används. Beakta instrumentets underhållsinstruktioner i förekommande fall.

Fara: H222: Extremt brandfarlig aerosol. H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. P210: Får inte utsättas för värme, hetta, yta, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjöds. P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. P251: Får inte punkteras eller brännas, gällier även tömd behållare. P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F. Använd endast enligt anvisningarna. Endast för professionellt bruk.

PT

Óleo Lubrificante Universal

Óleo lubrificante em spray para manutenção e lubrificação de todas as peças de mão dentárias, incluindo turbinas, contra-ângulos, motores de ar e peças de mão.

Contém óleo mineral com um traço de óleo de hortelã.

Instruções de uso: Pulverize entre um a dois segundos imediatamente após cada utilização e antes da esterilização. Limpe o excesso cuidadosamente. Importante: Mantenha o frasco em posição vertical durante a pulverização. Consulte as instruções da peça antes de utilizar.

Perigos. H222: Aerosol extremamente inflamável. H229: Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. P210: Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superfícies quentes e outras fontes de ignição. Não fumar. P211: Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. P251: Não furar nem queimar, mesmo após utilização. P410 + P412: Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Use diretamente na peça. Apenas para uso profissional.

RO

Ulei universal pentru piesa manuală

Pulverizator cu lubrifiant universal pentru piesa manuală, pentru întreținerea tururilor manuale stomatologice, inclusiv a motoarelor de viteză mare, de viteză mică și a celor cu aer.

Conține ulei mineral alb, cu o urmă de ulei de mentă.

Mod de utilizare: Introduceți în partea posterioară a piesei manuale și pulverizați timp de una până la două secunde imediat după fiecare utilizare și înainte de sterilizare. Ștergeți bine excesul. Important: țineți cutia în poziție verticală atunci când o utilizați. Consultați instrucțiunile de întreținere a piesei manuale atunci când este cazul

Pericol. H222: Aerosol extrem de inflamabil. H229: Recipient sub presiune: Poate exploda dacă este încălzit. P210: A se păstra departe de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe incinse. - Fumatul interzis. P211: Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere. P251: Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. P410+P412: A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. A se utiliza numai conform instrucțiunilor. Numai pentru uz profesional.

FR

Aerosol Lubrificant universel pour pièce à main

Pour l'entretien de toutes les pièces à main incluant les turbines et les contre-angles. Contient également un peu d'huile à base de menthe.

Mode d'emploi: Insérer la canule dans la partie arrière de la pièce à main, et vaporiser 1 à 2 secondes immédiatement après chaque utilisation, et avant la stérilisation. Essuyer soigneusement l'excès de lubrifiant. Attention: tenir le spray en position verticale lors de l'emploi. Se reporter aux instructions relatives à l'entretien de la pièce à main le cas échéant.

Danger. H222: Aerosol extrêmement inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Utilisez uniquement comme indiqué. Pour un usage professionnel exclusivement.

NL

Universele oliespray voor hand- en hoekstukken

Te gebruiken voor alle dentale handstukken inclusief turbines en hoekstukken. Bevat witte minerale olie met een kleine hoeveelheid peppermintolie.

Gebruiksaanwijzing: Plaats achter in het handstuk en spray meteen na gebruik en vóór sterilisatie gedurende 1-2 seconden. Verwijder achtergebleven resten. Belangrijk: Houd de spuitbus tijdens gebruik verticaal. Raadpleeg waar nodig de instructies van de fabrikant van het handstuk.

Gevaar: H222: Zeer licht ontvlambare aerosol. H229: Houder onder druk; kan openbarsten bij verhitting. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken /open vuur/hete oppervlakken - Niet roken. P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251: Houder onder druk; ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Gebruik alleen zoals aangegeven. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

DE

Universal Reinigungs- und Pflegespray für Hand- und Winkelstücke

Zur Pflege aller zahnärztlichen Instrumente wie Turbinen, Köpfe sowie Hand- und Winkelstücke geeignet.

Enthält weißes Mineralöl mit Spuren von Pfefferminzöl.

Gebrauchsanweisung: Düse von hinten in das Handstück einführen und unmittelbar nach jeder Anwendung sowie vor Sterilisation 1-2 Sekunden sprayen. Überschub sorgfältig abwischen. Wichtig: Während der Anwendung ist die Dose senkrecht zu halten. Gegebenenfalls die Wartungsanleitung des Handstücks beachten.

Gefahr: H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Verwendung nur wie angegeben. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

IT

Lubrificante spray per manipoli

Lubrificante per la manutenzione delle turbine, motori pneumatici, manipoli e contrangoli dentali. Contiene olio minerale bianco con tracce di olio di menta piperita.

Istruzioni per l'uso: Inserir o bocal na traseira da turbina e aspergir durante 1-2 segundos, imediatamente após cada utilização e antes de cada esterilização. Eliminar cuidadosamente o excesso residual. Importante: tenere il flacone in posizione verticale durante l'uso. Consultare le istruzioni di manutenzione del manipolo, se presenti.

Pericolo. H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Usare solo come indicato. Solo per uso professionale.

LT

Universali antgalių alyva

Universalus purškiamas antgalių lubrikantas, skirtas visiems odontologiniams antgaliams techniškai prižiūrinti, įskaitant didelio greičio, mažo greičio bei orinius variklius.

Sudėtyje yra baltosios mineralinės alyvos ir šiek tiek pipirmėčių aliejiaus.

Naudojimo instrukcijos: Iš karto po naudojimo ir prieš sterilizavimą įstatykite užpakalinėje antgalio pusėje ir purškite pro įtaisą vieną ar dvi sekundes. Grupščiai nušluostykite perteklių. Svarbu: naudojama skardinė laikykite vertikaliai. Prireikus žr. atgalio techninės priežiūros instrukciją.

Pavojus. H222: Ypač degus aerosolis. H229: Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/ atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. P211: Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251: Nepradurti ir nedeginėti net panaudoto. P410+P412: Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122°F temperatūroje. Naudokite tik pagal nurodymus. Skirta naudoti tik profesionalams.

BG

Универсално масло за дентални наконечници

Универсален спрей лубрикант за поддръжка на всякакви дентални наконечници, включително високоскоростни, нискоскоростни и въздушни мотори.

Съдържа бяло минерално масло със следа от масло от мента.

Инструкции за употреба: Вкарайте дюзата отзад в наконечника и напърскайте за 1 – 2 секунди непосредствено след всяка употреба, както и преди стерилизация. Избършете старателно излишното количество. Важно: Дръжте флакона вертикално по време на употреба. Направете справка с инструкциите за употреба на наконечника, когато е приложимо

Опасно. H222: Изключително запалим aerosol. H229: Съд под налягане: може да експлодирва при нагряване. P210: Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P211: Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251: Да не се пробива и изгаря дори след употреба. P410+P412: Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/ 122°F. Използвайте единствено според указанията. Само за професионална употреба.

NO

Universal olje spray

Universalt smøremiddel i spray for vedlikehold av alle roterende instrumenter.

Inneholder mineralolje med et spor av peppermyntheolje.

Bruksanvisning: Monter dysen i enden av instrumentet og spray gjennom i ett til to sekunder umiddelbart etter bruk og før sterilisering. Tark av overskudd. Viktig: Hold boksen vertikalt når den er i bruk. Les også i instrumentets bruksanvisning.

Fare. H222: Ekstremt brannfarlig aerosol. H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. P210: Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F. Skal kun brukes som angitt. Kun til profesjonell bruk.

SI

Univerzalno olje za ročnike

Vsestransko mazivo za ročnike v razpršilu za vzdrževanje vseh zobozdravstvenih ročnikov, ki imajo tako visokohitrostne, nizkohitrostne in zračno gnane motorje.

Vsebuje belo mineralno olje s sledjo olja poprove mete.

Uporaba: Vstavite v zadnji del ročnika in pršite skozi za eno do dve sekundi, takoj po vsaki uporabi in pred sterilizacijo. Odvečno mazivo temeljito obrišite. Pomembno: Ploščevinko med uporabo držite navpično. Glejte navodila za vzdrževanje ročnika, kadar je to primerno.

Nevarno. H222: Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210: Hraniti ločeno od vročine/isker/ odprtega ognja/ vročih površin. Kajenje prepovedano. P211: Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251: Ne prelučnjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. Uporabljajte samo v skladu z navodili. Samo za profesionalno uporabo.

DK

Universal olje spray

Smøremiddel på sprayform til vedligeholdelse af alle dentale hånd- og vinkelstykker herunder airtorer og luftdrevne motorer.

Indeholder hvid mineralolie med en anelse pebermyntheolie.

Bruksanvisning: Indsæt i bagenden af håndstykket og spray i 1-2 sekunder, lige efter og før sterilisation. Tør grundig overskud væk. Viktigt: Såsen holdes lodret under brug. Se evt. håndstykkets vedligeholdelses brugsanvisning.

Fare: H222: Yderst brandfarlig aerosol. H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. P210: Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251: Beholder under tryk; Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperatur, som overstiger 50°C/122°F. Opbevares køligt. Anvendes som anvist. Kun til professionel brug.

GR

Λάδι χειρολαβής γενικής χρήσης

Λιπαντικό σπρέι χειρολαβής γενικού σκοπού για τη συντήρηση όλων των οδοντιατρικών χειρολαβών, συμπεριλαμβανομένων των χειρολαβών υψηλής ταχύτητας, χαμηλής ταχύτητας και αεροκίνητων. Περιέχει λευκό ορυκτέλαιο με ίχνος μινθόλαιου.

Φάσμα δράσης: Εισαγάγετε στο πίσω μέρος της χειρολαβής και ψεκάστε για ένα με δύο δευτερόλεπτα αμέσως μετά από κάθε χρήση και πριν από την αποστείρωση. Σκουπίστε διεξοδικά την περίσσεια ποσότητα. Σημαντικό: Κρατάτε το δοχείο σε κατακόρυφη θέση κατά τη χρήση. Ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης της χειρολαβής, όπου εφαρμόζεται.

Κίνδυνος. H222: Εξαιρετικά εύφλεκο αερόλυμα. H229: Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. P210; P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Για επαγγελματική χρήση μόνο.

EE

Käsiseadme universaalne õli

Käsiseadme universaalne niisutav pihusti hambaravis kasutatavate käsiseadmete, sealhulgas suurel kiirusel, aeglasel kiirusel ja suruõhuga töötavat mootorite, hooldamiseks.

Sisaldab valget mineraalõli ja jälgedena piparmündiõli.

Kasutusjuhend: Sisestage käsiseadme tagaossa ja pihustage kohe pärast kasutamist ja enne steriliseerimist üks kuni kaks sekundit. Pühkige ülemäärane vahend ära. Tähtis! Hoidke anumad kasutamise ajal püstises asendis. Kui võimalik, lugege käsiseadme kasutusjuhendit.

Ettevaatus: H222: Eriti tuleohtlik aerosool. H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. P210: Hoida eemal soojustallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Mitte suitsetada. P211: Mitte pihustada leekidesse või muusse süütealikesse. P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. P410+P412: Hoida paikesealguise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Kasutage ainult juhendatud viisil. Ainult tööalaseks kasutamiseks.

CZ

Univerzální olej na násadce

Univerzální olej na lubrikaci násadců pro údržbu všech stomatologických násadců včetně vysokorychlostních, nízkorychlostních a pneumatických motorů.

Obsahuje bílý minerální olej se stopou mátového oleje.

Návod k použití: Zasuňte do zadní části násadce a prostříkujte po dobu jedné až dvou sekund bezprostředně po každém použití a před sterilizací. Přebytký olej důkladně oťete. Důležité: Při používání držte nádobku ve svislé poloze. Další informace případně najdete v návodu k údržbě násadce.

Nebezpečí. H222: Extrémně hořlavý aerosol. H229: Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251: Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. Používejte pouze dle pokynů. Pouze pro profesionální použití.

FI

Yleisöljyspray käsikappaleelle

Yleiskäyttöinen käsikappaleiden voiteluöljy kaikkien hammaslääketieteellisten käsikappaleiden, kuten turbinien, mikromootorien ja ilmamootorien huoltoon.

Sisältää valkoista mineraaliöljyä ja hieman piparminttuöljyä.

Käyttöohjeet: Aseta käsikappaleen työviosaan ja suihkuta lapi 1–2 sekunnin ajan heti käytön jälkeen ja ennen sterilointia. Pyyhi ylimääräinen öljy huolellisesti. Tärkeää: Pidä tölkki pystyasennossa käytön aikana. Katso käsikappaleen käyttöohjeita soveltuvien osin.

Vaara. H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä yll 50 °C/122 °F lämpötiloille. Käytä aina ohjeiden mukaisesti. Vain ammattikäyttöön.

HR

Univerzalno ulje za nasadnik

Univerzalni lubrikant u spreju za nasadnike za održavanje svih stomatoloških nasadnika uključujući motore velike brzine, motore male brzine i zračne motore.

Sadrži bijelo mineralno ulje s tragovima ulja paprene metvice.

Upute za uporabu: Umetnite u stražnji dio nasadnika i nanosite sprej tijekom jedne ili dvije sekunde odmah nakon svake uporabe i prije sterilizacije. Višak temeljito obrišite. Važno: pri uporabi spremnik držite u uspravnom položaju. Pogledajte upute za održavanje nasadnika ako je primjenjivo.

Opasnost. H222: Vrlo lako zapaljivi aerosol. H229: Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. P210: Čuvati od topline/iskri/otvorenih plamena/vrućih površina. Zabranjeno pušenje. P211: Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251: Ne bušiti niti paliti, čak niti nakon uporabe. P410+P412: Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. Upotrebjavajte samo prema uputama. Samo za profesionalnu uporabu.